

E A R W E A R

SLEEP



Dear customer,

Please read this user manual carefully before using your comfort product for the first time and store it in your case.

General information:

- ▶ EARWEAR SLEEP is a reuseable, individually tailored comfort product made from an unbreakable, hypo-allergenic material to reduce noise, for example when sleeping.
- ▶ Right and left side: The right side bears a red marking.
- ▶ Easy insertion and safe sealing effect can be achieved by using care ointments. Concerning this matter, please ask your customer service associate.

Insertion:

- ▶ Take your SLEEP between your thumb and index finger and with light pressure insert it into your ear canal.
- ▶ Using a slight twisting motion, insert your SLEEP deeper into your ear canal

Removal:

- ▶ Take your SLEEP between your thumb and index finger and carefully pull on it to make the earplug come out of your ear canal.

Impairment of the sleep protector's function:

- ▶ Regularly check your SLEEP for damages!
- ▶ Your comfort product should be checked annually for its correct seat in your ear by an expert.
- ▶ We generally recommend replacing your SLEEP after 4 years at most.

Cleaning and care:

- ▶ Thoroughly clean your SLEEP with lukewarm water after every use and with mild soapy water in case of strong contamination.

- ▶ Certain chemical substances can have adverse effects on this product. Avoid contact with strong chemicals, cleaning agents or solvents.
- ▶ Your customer service associate will inform you about recommended care products!
- ▶ Use the supplied case to store your products.

Warning notes:

- ▶ In case of pressure marks and feelings of pressure, please check your product's seat.
- ▶ Should you show allergic reactions such as red or itchy skin etc. please

stop using your SLEEP and clarify the reason with a specialist physician.

- ▶ Keep away from toddlers. Risk of asphyxiation when swallowed!
- ▶ Attention: The SLEEP is not a certified hearing protection and must not be used in areas with harmful noise!
- ▶ In case of ear injuries the SLEEP must not be used any more and we recommend seeking medical advice!
- ▶ Sudden or fast removal of the product from the ear canal can cause damage to the eardrums!

Service and warranty:

Warranty entitlements are based on legal provisions. Exceptions are made for damages resulting from improper use and non-compliance with the care instructions. In the event of a warranty claim, please contact your retailer.

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der ersten Anwendung Ihres Komfortproduktes genau durch und bewahren Sie sie im Etui auf. Sie liefert Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Produkt.

Allgemeines:

- ▶ Der SLEEP ist ein wiederverwendbarer individuell angepasstes Komfortprodukt aus bruchfestem, antiallergischem Material zur Geräuschminderung beispielsweise beim Schlafen.
- ▶ Rechte, linke Seite: Die rechte Seite wird durch einer roten Markierung gekennzeichnet.
- ▶ Ein leichtes Einsetzen und ein sicheres Abdichten kann durch das Verwenden von Pflegesalben erreicht werden. Fragen Sie diesbezüglich Ihren Kundenberater.

Einsetzen:

- ▶ Nehmen Sie Ihren SLEEP zwischen Daumen und Zeigefinger an der Griff-form und setzen Sie ihn mit leichtem Druck in den Gehörgang ein.
- ▶ Führen Sie Ihren SLEEP mit einer leichten Drehung tiefer in den Gehörgang ein.

Entfernen:

- ▶ Greifen Sie mit Daumen und Zeigefinger an die Griffform und ziehen sie vorsichtig daran, damit sich der SLEEP aus dem Gehörgang lockert.

Beeinträchtigung der Funktion des Schlafschutzes:

- ▶ Kontrollieren Sie Ihren SLEEP regelmäßig auf Beschädigungen!
- ▶ Ihr Komfortprodukt sollte jedes Jahr von einem Fachmann auf korrekte Passform im Ohr überprüft werden.
- ▶ Wir empfehlen generell Ihren SLEEP nach spätestens 4 Jahren zu ersetzen.

Reinigung und Pflege:

- ▶ Reinigen Sie Ihren SLEEP sorgfältig nach jeder Anwendung mit lauwarmer Wasser und bei stärkerer Verschmutzung mit mildem Seifenwasser.

- ▶ Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Chemikalien, Putz- oder Lösungsmitteln.
- ▶ Informieren Sie sich bei Ihrem Kundenberater über empfohlene Pflegeprodukte!
- ▶ Verwenden Sie bitte zur Aufbewahrung das mitgelieferte Etui.

Warnhinweise:

- ▶ Bei Druckstellen und Druckgefühl überprüfen Sie bitte den Sitz des Produkts.

- ▶ Sollten allergische Reaktionen, wie Hautrötungen, Jucken etc. auftreten, bitte den SLEEP nicht weiter verwenden und die Ursache mit einem Facharzt abklären!
- ▶ Von Kleinkindern fernhalten, da beim Verschlucken Erstickungsgefahr besteht!
- ▶ Achtung: Der SLEEP ist kein zertifizierter Gehörschutz und darf nicht in Bereichen mit schädlichem Lärm eingesetzt werden!
- ▶ Bei Verletzungen im Ohr darf der SLEEP nicht mehr verwendet werden und es wird empfohlen, den nächsten Facharzt aufzusuchen!

- ▶ Plötzliches oder schnelles Entfernen des Produkts aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen.

Service und Gewährleistung:

Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch und die Nichteinhaltung der Pflegevorschrift zurückzuführen sind. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte mit der Rechnung an Ihren Kundenberater.



Hersteller | Manufacturer

Neuroth International AG

Paula-Neuroth-Straße 1

A-8403 Lebring

office@neuroth.at

8000000002/Rev. 2, November 2022